

透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」 仕様変更の件





謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

この度、透析用血液回路セット「シュアフローN」の下記の仕様を変更いたします。

今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

品番	変更箇所	変更前	変更後
NS-3030-V2I-2 NSV-7070-NCV-2I-L-5A NSV-7070-NCV-2I-L-6A	動脈側 プライミングライン 	 ※白色も対象	 ※白色 半透明の 1色のみ
NSV-7070-BF-1	静脈側チャンバ上 ジョイントチューブ 	内径 2.4mm×外径 5.1mm ×長さ 50mm	内径 2.4mm×外径 5.1mm ×長さ 30mm
NSV-7070-V2I-1	静脈側チャンバ上 チューブ 	内径 3.3mm×外径 5.0mm ×長さ 150mm	内径 3.3mm×外径 5.0mm ×長さ 100mm
	Y字チューブ 	 ※青色も対象	 ※青色も対象

裏面に続きます

対象品番

商品コード	品番	JAN コード
73-508	NS-3030-V2I-2	4987458735080
76-742	NSV-7070-NCV-2I-L-5A	4987458767425
76-743	NSV-7070-NCV-2I-L-6A	4987458767432
76-755	NSV-7070-BF-1	4987458767555
76-744	NSV-7070-V2I-1	4987458767449

変更開始ロット

24D19 以降（2024 年 4 月製造分以降）