

## 透析用血液回路セット「シュアフロー<sup>®</sup>N」 仕様変更の件








謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

この度、透析用血液回路セット「シュアフローN」の下記の仕様を変更いたします。






今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 変更内容

品番	変更箇所	変更前	変更後
NS-3030-6	静脈側チャンバ上チューブ 	内径 3.3mm×外径 5.0mm ×長さ 50mm	内径 3.3mm×外径 5.0mm ×長さ 100mm
	静脈側チャンバ上チューブ 	内径 3.3mm×外径 5.0mm ×長さ 50mm	内径 3.3mm×外径 5.0mm ×長さ 100mm
	生食ラインのクランプ位置 	点滴筒下	Y字ジョイント下へ変更
NS-7070-4	オスコネクタキャップ 	※青色も対象	※青色も対象 
	静脈側チャンバ圧力モニターライン (内径 3.3mm×外径 5.0mm×長さ 1200mm のライン)	先端がメスコネクタ 	先端が トランスデューサ保護フィルタ 

裏面に続きます

品番	変更箇所	変更前	変更後
NS-7070-5	オスコネクタキャップ	 ※青色も対象	 ※青色も対象
NS-7070-8	オスコネクタキャップ	 ※青色も対象	 ※青色も対象
	静脈側チャンバ上チューブ 	内径 2.4mm×外径 5.1mm ×長さ 50mm	内径 3.3mm×外径 5.0mm ×長さ 100mm

### 対象品番

商品コード	品番	JAN コード
73-505	NS-3030-6	4987458735059
73-506	NS-3030-7	4987458735066
76-703	NS-7070-4	4987458767036
76-704	NS-7070-5	4987458767043
76-734	NS-7070-8	4987458767340

### 変更開始ロット

24D19 以降（2024年4月製造分以降）