



腸管用バルーンカテーテル

## ニプロ消化管用バルーンカテーテル「G-dive®」新発売のご案内



①シャフト、②0.035inchガイドワイヤ、③コネクタ、  
④バルーン（保護カバー付き ※品種ごとに色が異なります）、⑤コンプライアンスラベル

### 特長

- ・穿孔防止性に優れた**Wireguided**タイプ
- ・内視鏡通過時の抵抗を小さくする軟質材料のバルーン
- ・内視鏡下で視認可能なバルーン内マーカ付与
- ・ガイドワイヤ固定等の操作性を高めるコネクタ

### 仕様

医療機器認証番号: 304AABZX00070000  
クラス分類: クラスⅡ(管理医療機器)

商品コード	商品名	JANコード	バルーン拡張径 [mm]	圧力 [atm]
※ 25837	Gバルーン 6-8X55 1800	4987458258374	6.0 - 7.0 - 8.0	3.0 - 6.5 - 10.0
※ 25838	Gバルーン 8-10X55 1800	4987458258381	8.0 - 9.0 - 10.0	3.0 - 6.0 - 9.0
※ 25839	Gバルーン 10-12X55 1800	4987458258398	10.0 - 11.0 - 12.0	3.0 - 5.5 - 8.0
25840	Gバルーン 12-15X55 1800	4987458258404	12.0 - 13.5 - 15.0	3.0 - 5.0 - 7.0
25841	Gバルーン 15-18X55 1800	4987458258411	15.0 - 16.5 - 18.0	3.0 - 4.5 - 6.0
25842	Gバルーン 18-20X55 1800	4987458258428	18.0 - 19.0 - 20.0	3.0 - 4.0 - 5.0

1本/箱 ※受注生産品

### 発売時期

2024年7月1日