

添付文書改訂のお知らせ

PTCA バルーンカテーテル GM102

謹啓 平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
「PTCA バルーンカテーテル GM102」の添付文書の改訂について、お知らせいたします。

記



■製品概要

販売名：PTCA バルーンカテーテル GM102

一般的名称：冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル

承認番号：22900BZX00355000

■改訂内容

現行（第1版）	改訂（第2版）
【形状・構造及び原理等】	【形状・構造及び原理等】
1. 構造図	1. 構造図
	
<材質> ナイロン系樹脂、フッ素系樹脂、ステンレス、ポリエチレンオキシド、ポリビニルピロリドン	<材質> ナイロン系樹脂、フッ素系樹脂、 <u>ポリウレタン</u> 、ステンレス、ポリエチレンオキシド、ポリビニルピロリドン

■改訂理由

材質の追加に伴い記載内容を変更いたしました。

■改訂時期

2024年6月24日公開

■PMDA ホームページへの掲載情報

専用アプリケーション「添文ナビ」をご利用いただき、下記のバーコードを読み取っていただくとPMDA ホームページに掲載した電子化した添付文書を閲覧いただけます。
また、添付文書情報は弊社ホームページでも公開していますのでダウンロードして印刷可能です。

代表品番：RGM10005

GS1-128 バーコード：



以上