

## 添付文書改訂のお知らせ

### PTCA バルーンカテーテル GM202



謹啓 平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
「PTCA バルーンカテーテル GM202」の添付文書の改訂について、お知らせいたします。

記

#### ■製品概要

販売名	PTCA バルーンカテーテル GM202
一般的名称	冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル
承認番号	22800BZX00318000

#### ■改訂内容

現行（第1版）	改訂（第2版）
<b>【形状・構造及び原理等】</b>	<b>【形状・構造及び原理等】</b>
<b>1. 構造図</b>	<b>1. 構造図</b>
	
<材質> ナイロン系樹脂、フッ素系樹脂、ステンレス、ポリエチレンオキシド、ポリビニルピロリドン	<材質> ナイロン系樹脂、フッ素系樹脂、 <u>ポリウレタン</u> 、ステンレス、ポリエチレンオキシド、ポリビニルピロリドン

#### ■改訂理由

材質の追加に伴い記載内容を変更いたしました。

#### ■改訂時期

2024年6月24日公開

#### ■PMDA ホームページへの掲載情報

専用アプリケーション「添文ナビ」をご利用いただき、下記のバーコードを読み取っていただくと PMDA ホームページに掲載した電子化した添付文書を閲覧いただけます。  
また、添付文書情報は弊社ホームページでも公開していますのでダウンロードして印刷可能です。

代表品番：P3N25008  
GS1-128 バーコード：



(01)04543660020255

以上