

医療関係者 各位



ニプロ株式会社

「ニプロ ED バッグ A」 一部品番販売終了のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、表題の件ですが、「ニプロ ED バッグ A」を集約し、一部品番の販売を終了することとなりましたので、以下のとおり代替品番をご案内申し上げます。

お客様におかれましては多大なご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

対象品番

商品コード	商品名	入数	JANコード	販売終了時期
60-224	EFZ-10ST-IS3	25 枚/箱	4987458602245	2025年1月頃

- ・医療機器届出番号 : 27B1X00045000060
- ・一般的名称 : 経腸栄養注入セット
- ・クラス分類 : クラス I (一般医療機器)

代替品番

- ・ニプロ ED バッグ A

商品コード	商品名	入数	JANコード
60-221	EF-12STZ-IS3	25 枚/箱	4987458602214

- ・医療機器届出番号 : 27B1X00045000060
- ・一般的名称 : 経腸栄養注入セット
- ・クラス分類 : クラス I (一般医療機器)



・ニプロ経腸栄養バッグ



商品コード	商品名	入数	JANコード
60-101	EFA-10STZH-IS3	25 枚/箱	4987458601019

- ・医療機器届出番号 : 27B1X00045000102
- ・一般的名称 : 経腸栄養注入セット
- ・クラス分類 : クラス I (一般医療機器)

相違点

バッグ形状等が異なります。

販売終了品番		代替品番 (60-221)
<ul style="list-style-type: none"> ・内容量 : 1000mL ・チューブ長 : 1150mm ・チューブ径 (内径×外径) : 3.15×4.5mm ・ジッパータイプ 	⇒	<ul style="list-style-type: none"> ・内容量 : 1200mL ・チューブ長 : 1500mm ・チューブ径 (内径×外径) : 2.7×4.0mm ・密閉バッグ方式
	⇒	

販売終了品番		代替品番 (60-101)
<ul style="list-style-type: none"> ・内容量 : 1000mL ・チューブ長 : 1150mm ・チューブ径 (内径×外径) : 3.15×4.5mm ・ジッパータイプ 	⇒	<ul style="list-style-type: none"> ・内容量 : 1000mL ・チューブ長 : 1150mm ・チューブ径 (内径×外径) : 2.7×4.0mm ・ジッパータイプ
	⇒	

以上