


長期的使用注入用植込みポート
(ウロキナーゼ使用体内植込み用カテーテル)

R3ポート® ダイナジェクト® 新発売のご案内



特長

- 洗浄しやすいポート内形状
- ポリウレタン製カテーテルによる耐圧性能
- 反転を防ぐためのポート形状
- ロックコネクタ接続時のクリック感
- ウロキナーゼ固定化による抗血栓性

仕様

医療機器承認番号：30500BZX00284000 医療機器クラス分類：クラス（高度管理医療機器） 生物由来製品

商品コード	品番	JANコード	入数	参考価
24-030	R3ポート ダイナジェクト	4987458240300	1セット	80,000円

発売時期

2024年9月9日