


末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル イントロデューサキット

ニプロPICCキットf品番追加のご案内



特長

- 有効長が10cm短いタイプを新たにラインナップいたしました。
- ガイドスタイレットを採用し、スムーズな挿入を実現いたしました。
- 造影剤の高圧注入が可能です。

仕様

医療機器承認番号：30400BZX00117000 クラス分類：クラスIV(高度管理医療機器)

商品コード	品番	入数	有効長	JANコード
22-046	PCVF3-S-30	1セット	30cm	4987458220463
22-047	PCVF4-S-40	1セット	40cm	4987458220470
22-048	PCVF5-S-40	1セット	40cm	4987458220487
22-049	PCVF4-W-40	1セット	40cm	4987458220494
22-050	PCVF5-W-40	1セット	40cm	4987458220500

発売時期

2024年 9月 24日