

新発売

2024年10月



ニプロ株式会社

透析排液熱回収装置 NDK-SP II eco

新発売のご案内



特長

- 従来(NDK-SP eco)からサイズダウン(幅 300 × 奥行 650 × 高さ 1380 [mm])し、狭小な場所にも設置が可能
- 装置操作画面の2軸化と給排水ラインを装置四方から引き込むことで、フレキシブルな設置が可能
- 緊急時のRO原水給排水ラインのバイパス切替(任意)が標準搭載
- 転倒防止機構として、装置下部にオプションで追加キャスターを設置可能

価格

| 商品コード | 商品名 | 参考価格 |
|-----------|-------------------------|------------|
| 1-051-000 | NDK-SP II eco | ¥7,700,000 |
| 1-051-001 | NDK-SP II eco 耐震オプション一式 | ¥74,040 |

受注開始

2024年11月1日(金)