

# 「ニプロ フィルタ付 EX チューブ」

## 一部品番 仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。



平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロ フィルタ付 EX チューブ」の一部品番の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

謹白

### 変更内容

- クランプ形状が板クランプからミニクランプに変更いたします。

	変更前	変更後
仕様図	 クランプ形状：板クランプ	 クランプ形状：ミニクランプ

### 対象品番・変更時期

商品コード	品番	JANコード	変更ロット	変更時期
07-345	STFG-20APE	4987458073458	24F06	2024年11月中旬頃

以上