



腸管用バルーンカテーテル

ニプロ消化管用バルーンカテーテル「G-dive®」新発売のご案内



①シャフト、②0.035inchガイドワイヤ、③コネクタ、
④バルーン（保護カバー付き ※品種ごとに色が異なります）、⑤コンプライアンスラベル

特長

- ・小腸、大腸等の下部消化管の拡張手技に適したロングタイプ
- ・穿孔防止性に優れたWireguidedタイプ
- ・内視鏡通過時の抵抗を小さくする軟質材料のバルーン
- ・内視鏡下で視認可能なバルーン内マーカ付与

仕様

医療機器認証番号: 304AABZX00070000
クラス分類: クラスⅡ(管理医療機器)

商品コード	商品名	JANコード	バルーン拡張径 [mm]	圧力 [atm]
25843	Gバルーン 6-8X55 2400	4987458258435	6.0 - 7.0 - 8.0	3.0 - 6.5 - 10.0
25844	Gバルーン 8-10X55 2400	4987458258442	8.0 - 9.0 - 10.0	3.0 - 6.0 - 9.0
25845	Gバルーン 10-12X55 2400	4987458258459	10.0 - 11.0 - 12.0	3.0 - 5.5 - 8.0
25846	Gバルーン 12-15X55 2400	4987458258466	12.0 - 13.5 - 15.0	3.0 - 5.0 - 7.0
25847	Gバルーン 15-18X55 2400	4987458258473	15.0 - 16.5 - 18.0	3.0 - 4.5 - 6.0
25848	Gバルーン 18-20X55 2400	4987458258480	18.0 - 19.0 - 20.0	3.0 - 4.0 - 5.0

1本/箱

発売時期

2025年1月6日