

医療関係者 各位

「ニプロドレナージ用エクステンションチューブ」

仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロドレナージ用エクステンションチューブ」の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

なお、製品の納入時期につきましては弊社担当者よりご連絡申し上げますので、引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

- メスコネクタ部に使用している材質をクラック・割れ対策としてポリ塩化ビニル(PVC)からポリプロピレン(PP)に変更いたします。



ポリ塩化ビニル(PVC)



ポリプロピレン(PP)

対象品番・変更時期

商品コード	品番	JANコード	変更ロット	変更品出荷時期
60-905	ハイエキヨウアダプタ N	4987458609053	24I206 以降	2024 年 12 月
60-906	ハイエキヨウアダプタ F	4987458609060		2024 年 12 月
60-908	ハイエキヨウアダプタ FM	4987458609084		2025 年 2 月

以上