

「ニプロ経腸栄養用エクステンションチューブ」

仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロ経腸栄養用エクステンションチューブ」の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

なお、製品の納入時期につきましては弊社担当者よりご連絡申し上げますので、引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

- ・ メスコネクタ部に使用している材質をクラック・割れ対策としてポリ塩化ビニル(PVC)からポリプロピレン(PP)に変更いたします。



ポリ塩化ビニル(PVC)



ポリプロピレン(PP)

対象品番・変更時期

商品コード	品番	JANコード	変更ロット	変更品出荷時期
60-130	EX チューブ ED1-50-IS3	4987458601309	24I206 以降	2025年1月
60-131	EX チューブ ED1-70-IS3	4987458601316		2025年2月
60-132	EX チューブ ED1-100-IS3	4987458601323		2025年1月
60-133	EX チューブ ED-50-IS3	4987458601330		2024年12月
60-134	EX チューブ ED-100-IS3	4987458601347		2025年1月
60-135	EX チューブ ED-PEG-IS3	4987458601354		2024年12月

以上