











透析用血液回路セット「シュアフロー®N」 ニードルレスアクセスポート仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 この度、透析用血液回路セット「シュアフロー®N」のニードルレスアクセスポートの仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。
 今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

下記4か所の形状を変更いたします。材質と色の変更はありません。
 青色ニードルレスアクセスポートも変更いたします。

| | 変更前 | 変更後 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 外観 |  |  |
| ①ポート内部の形状変更 |  |  |
| ②キャップ内側にガイドを追加 |  |  |
| ③キャップ付け根部のヒンジ幅を拡大 |  |  |
| ④キャップ付け根部のヒンジ形状変更 |  |  |

変更理由

- ・ニードルレスアクセスポート内シリコーンスリット部にシリンジ等を挿入する方向を適切にするため、形状を変更いたしました。
- ・キャップの強度を高めるため、形状を変更いたしました。

変更開始ロット

25A03 ロット(2025年1月製造分)以降