


新発売

ウロキナーゼ使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル

ブラッドアクセス UK-カテーテルキット UK バイディス新発売のご案内



謹啓 時下益々のご隆盛のこととお慶び申し上げます。

弊社製品につきまして、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ブラッドアクセスカテーテル UK-カテーテルキット UK バイディスの以下品番を新しく発売させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

今後とも引き続き、ご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

謹白

仕様

医療機器承認番号:16100BZZ01735000 高度管理医療機器(クラスⅢ) 生物由来製品

●UKバイディス

入り数:2セット/箱 包装:1個毎EOG滅菌

JANコード	商品コード	品番	カテーテル形状	カテーテル	
				外径(Fr)	有効長(cm)
4987458407161	40-716	UB-1216-WBJ	プレカーブ	12	16
4987458407185	40-718	UB-1220-WB	ストレート	12	20
4987458407192	40-719	UB-1225-WB	ストレート	12	25

発売時期

2025年1月17日(金)

以上