

## 「ニプロフィルターセット」「ニプロアイセット」

### クレーブコネクターからセーフタッチ混注部への仕様変更のご案内(第二報)

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。



さて、この度、「ニプロフィルターセット」、「ニプロアイセット」の一部品番の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

#### 変更内容

- 側注部の仕様をクレーブコネクターからセーフタッチ混注部へ変更いたします。

	変更前	変更後
形状図		

変更理由: 製品仕様の統一のため変更いたします。

#### 対象品番・規格

- ・在庫消失時期を追加致しました。
- ・後継品番、仕様図は別紙(後継品番リスト)をご参照ください。

#### 「ニプロフィルターセット」

商品コード	品番・規格	JANコード	在庫消失時期
29-187	フィルターセット FG-20ZYC-277	4987458291876	2025年8月中旬頃
29-191	フィルターセット FPE-20BYC-455-T	4987458291913	2025年10月上旬頃
29-208	フィルターセット FG-20BYC P	4987458292088	2025年6月中旬頃
29-311	フィルターセット FG-20BYCF-450-T	4987458293115	2025年6月中旬頃
29-348	フィルターセット FG-20BYC 460	4987458293481	2025年8月下旬頃
29-350	フィルターセット FG-20ZYC 459	4987458293504	2025年9月下旬頃
29-353	フィルターセット FG-20ZYCF-451	4987458293535	2025年6月中旬頃

商品コード	品番・規格	JANコード	在庫消失時期
29-420	フィルターセット FG-20BYCHP-B	4987458294204	2025年6月中旬頃
29-434	フィルターセット FG-20ZYC 375	4987458294341	2025年6月下旬頃
29-709	フィルターセット FG-20BYCGP	4987458297090	2025年6月下旬頃
29-710	フィルターセット FG-20ZYCG	4987458297106	2025年11月下旬頃
29-711	フィルターセット FG-20BYCG	4987458297113	2025年6月中旬頃
29-712	フィルターセット FG-20ZYCEP-B	4987458297120	2025年6月下旬頃
29-713	フィルターセット FG-20ZYC	4987458297137	2025年7月上旬頃
29-819	フィルターセット FG-20BYC 291	4987458298196	2025年6月中旬頃
29-829	フィルターセット FG-20BYC 195	4987458298295	2025年7月下旬頃
29-860	フィルターセット FG-20BYC 233	4987458298608	2025年6月中旬頃
29-898	フィルターセット FG-20BYC 288	4987458298981	2025年5月下旬頃

「ニプロアイセット」

商品コード	品番・規格	JANコード	在庫消失時期
66-101	アイセット I-ZSFPYC-039B	4987458661013	2025年7月下旬頃
66-150	アイセット I-ZS-YC(1)S	4987458661501	2025年6月下旬頃
66-151	アイセット I-ZSYC2-014	4987458661518	2025年7月下旬頃
66-188	アイセット I-PS-YC2-007	4987458661884	2025年5月下旬頃

以上