

## 「ニプロ PICC キット f」 仕様変更のご案内





謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


この度、「ニプロ PICC キット f」の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

謹白

### 変更内容および変更理由

	変更前	変更後
変更内容	変更①記載事項誤認防止のため 印字方法を変更いたします。 クランプ：耐圧性能/プライミングボリューム印字 チューブ：印字無し	クランプ：耐圧性能印字（両面） チューブ：プライミングボリューム印字
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>表面</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>裏面</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>表面</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>裏面</p> </div> </div>

変更②：イントロデューサへのガイドワイヤ挿入性向上のため、インサータを追加いたします。



変更③：患者の安全管理および医療従事者の利便性向上を目的として患者カードを追加いたします。

PICC管理記録カード		NIPRO	
私は、【ニプロPICCキット(先端併付キ) or ニプロPICCキット(耐圧)]を留置しています。			
患者氏名： _____ 様	留置日	年	月 日
TEL： - - _____	商品コード	ロット番号	
病院名： _____	カテーテル径	カテーテル長	
TEL： - - _____		Fr	cm
担当医氏名： _____	留置長	ルーメン数	
備考		シングル <input type="checkbox"/>	ダブル <input type="checkbox"/>
		cm	

## 対象品番・変更時期

製品名：ニプロ PICC キット f

医療機器承認番号：30400BZX00117000

医療機器クラス分類：クラスIV（高度管理医療機器）

### ●ダブルルーメン

商品コード	JANコード	品番・規格	入数	変更ロット	変更品出荷時期
22-044	4987458220449	ニプロPICCキットF PCVF4-W	1セット/箱	44512～以降	2026年6月
22-045	4987458220456	ニプロPICCキットF PCVF5-W	1セット/箱		2026年3月
22-049	4987458220494	ニプロPICCキットF PCVF4-W-40	1セット/箱		2026年10月
22-050	4987458220500	ニプロPICCキットF PCVF5-W-40	1セット/箱		2026年6月

※商品の在庫状況により出荷時期が前後する場合がございます。