

仕様変更のご案内

リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」


謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたびは標題製品の仕様を変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。
何卒ご理解の上、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 変更内容

注射筒に設けている液剤連通用のバイパスの長さを長くします。



※色調など他の変更はありません。

2. 変更ロットと出荷予定時期

製品名	包装	商品コード	統一商品コード	変更ロット(使用期限)	出荷予定時期
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「NP」	1キット	11710	190-11710-6	17M02 (2020/1)	2017年11月
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg「NP」	1キット	11720	190-11720-5	17M06 (2019/10)	2017年12月

※出荷時期につきましては、若干の差異があると存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。

以上