

安全装置追加のご案内

リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」  
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は弊社製品につきまして、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、このたび標題製品に安全装置を追加させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。  
何卒ご理解の上、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 変更内容

針刺し事故を防止するため、安全装置を追加致します。

変更前

リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」



リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」



変更後

リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」




追加した安全装置

リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」




※色調に変更はありません。

2. 投与終了後の安全装置の使用法




※安全装置追加に伴い、個装箱に同封の使用法説明書も改訂します。上記のイラストは改訂後の使用法説明書に記載の内容です。

3. 個装箱に「安全装置付き」の表示を行い、サイズ、デザインを変更します。



※3.75mgの個装箱につきましても「安全装置付き」の表示を行い、同様のサイズ、デザイン変更を行います。

4. 個装箱サイズの変更にともない外装ケースのサイズを変更します。(1.88mg、3.75mg共通サイズ)



※梱入り数に変更はありません。

5. 変更ロットと出荷予定時期

製品名	包装	商品コード	統一商品コード	変更ロット(使用期限)	出荷予定時期
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「NP」	1キット	11710	190-11710-6	17H01 (2019/9)	2017年8月
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg「NP」	1キット	11720	190-11720-5	17H03 (2019/8)	2017年9月

※出荷時期につきましては、若干の差異があると存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。

以上